

**Jay Duo Cushion & Contoured Solid Seat**  
*User Instruction Manual & Warranty*

**Jay Duo Kussen & Contoured Solid Seat**  
*Gebruikershandleiding & Garantie*

**Jay Duo-dyna & Formpressat fast sätte**  
*Bruksanvisning och garanti*

**Jay Duo -tyyny ja muotoiltu kiinteä istuin**  
*Käyttöopas ja takuu*

**Jay Duo pude og fast kontur sæde**  
*Brugsanvisning Manuel og Garanti*

**ENGLISH****DUTCH****SWEDISH****FINNISH****DANISH****JAY DUO - 700 SERIES MODELS**

The Jay Duo is designed to enhance independence and increase function with a low seat-to-floor height, extraordinary comfort, and simple design. Reducing the risk of skin breakdown is aided by proven Jay Flow Fluid technology that conforms to the body to help reduce both shearing and unwanted pressure. The Duo is extremely comfortable and provides important medical benefits of proper wheelchair seating.

**Duo components**

Jay Flow Fluid pad encased in polyurethane



Soft foam cushion



Contoured solid seat



Mounting clips

**INSTRUCTIONS FOR USE FOR YOUR JAY DUO**

Maximum user weight: 250lbs. (113kg).

**Caution**

Installing a cushion on a wheelchair may affect the center of gravity of the wheelchair and may cause the wheelchair to tip backwards potentially resulting in injury. Always assess for the potential need for anti-tippers or amputee axle adapter brackets to be added to the wheelchair to help increase stability. Your Jay Duo Cushion is designed to help reduce the incidence of pressure sores. However, no cushion can completely eliminate sitting pressure or prevent pressure sores. The Jay Duo Cushion is not a substitute for good skin care including proper diet, cleanliness, and regular pressure reliefs.

**JAY DUO - MODELLEN VAN DE 700 SERIE**

De Jay Duo is ontworpen om uw onafhankelijkheid en functioneren te vergroten door middel van een verlaagde zitting. Het geeft een perfect comfort. De kans op huidafbraak wordt verminderd door de bewezen Jay Flow Fluidtechnologie. De vloeistof vormt zich naar het lichaam waardoor de kans op drukplekken wordt voorkomen. De Duo is uitzonderlijk comfortabel en biedt de belangrijke medische voordeelen van echte rolstoelzittingen.

**Duo-onderdelen**

Jay Flow Fluid Pad, met een polyurethaan hoes



Contoured Solid Seat



Contoured solid seat



Mounting clips

**GEBRUIKSAANWIJZINGEN VOOR UW JAY DUO**

Maximaal gewicht gebruiker: 113 kg

**Pas op!**

Het installeren van een kussen in een rolstoel kan het zwaartepunt van de rolstoel beïnvloeden en daardoor kan de rolstoel achterover kantelen. Dit kan letsel veroorzaken. Bekijk de rolstoel eerst om vast te stellen of het noodzakelijk is om een anti-tip systeem of amputee axiale adapter brackets toe te passen om de stabiliteit te verhogen.

Uw Jay Duo Kussen is ontworpen om de kans op drukplekken te helpen verkleinen. Geen enkel kussen kan de druk van het zitten of het voorkomen van drukplekken echter geheel uitsluiten. Het Jay Duo Kussen is geen vervanging voor goede huidverzorging, een correct dieet, verzorging en regelmatige drukverlichting.

**JAY DUO - MODELLER I 700 SERIEN**

Jay Duo är formgiven för att befria och förbättra funktion med låg sits-till-golv-höjd, utomordentlig bekvämlighet och enkel formgivning. Förminskning av risken för hudskador framhävs av bevisad Jay Flow Fluidteknologi som anpassar sig till kroppen för att hjälpa till att minska på både skjutning och oönskat tryck. Duo är väldigt bekväm och ger viktiga hälsoförmåner genom rätt sätt i rullstolen.

**Duo beståndsdelar**

Jay Flow vätskedyna innesluten i polyuretan



Mjuk skumdyna



Formpressad fast sits



Monteringsklemmer

**ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV DIN JAY DUO**

Högsta användarevikt: 113 kg.

**Varning**

Installation av en dyna i en rullstol kan påverka rullstolens tyngdpunkt och orsaka rullstolen att ställa baklänges, vilket kan resultera i personskador. Kontrollera alltid den möjliga nödvändigheten av anti-stjälpanordningar eller axelanpassningsfärster för amputerade, som kan sättas på rullstolen för att förbättra dess stabilitet.

Den Jay Duo-dyna är formgiven för att hjälpa till med att minska förekomsten av trycksår. Tyvärr kan ingen dyna helt och hället utesluta tryck när man sitter, eller förebygga trycksår. Jay Duo-dyna ersätter inte god hudvård, som innefattar rätt kost, renlighet och regelbunden lättnad av trycket.

**JAY DUO - SARJAN 700 MALLIT**

Jay Duo on suunniteltu parantamaan riippumattomuutta ja lisäämään toiminnallisuutta yhdessä sen matalan istuimen (korkeus istuimen ja lattian välillä), huippumukavuuden ja yksinkertaisen suunnitelun avulla. Ihon rikkoutumista vähennetään Jay pääteväksi todistetun nestetekniikan avulla, joka muotouttaa vartalon mukaan ja lieventää hiertymistä sekä epämukavaa painetta. Duo on erittäin mukava ja edesauttaa oikean istumisen lääketieteellisiä etuja.

**Duon osat**

Jay Flow -nestepussi polyuretanipäilyksen sisällä



Pehmeä vaantomoottopyyntö



Muotoiltu kiinteä istuin



Kiinnityspidikkeet

**JAY DUON KÄYTÖÖHJEET**

Käytäjän maksimipaino: 113 kg

**Varo**

Tyynyn asentaminen pyörätuoliin saattaa vaikuttaa pyörätuolin painopisteeseen, mistä voi seurata pyörätuolin kallistuminen taaksepäin ja mahdollinen loukkautuminen. Tarkista, onko pyörätuolin tarpeen asentaa kieppautumisen estimiä tai amputointipotilaiden ollessa kyseessä akselin liitoskiinnittimiä tasapainoin parantamiseksi.

Jay Duo -tyyny on suunniteltu lieventämään painehaavoja. Mikään tyyny ei kuitenkaan voi kokonaan eliminoida istumapainetta tai painehaavoja. Jay Duo -tyyny eivät korva huolellista ihonhoitoa, johon sisältyy oikeanmukainen ruokavalio, ruhtaus ja säännölliset paineen vaihdot.

**JAY DUO - 700 SERIEMODELLER**

Jay Duo er formgivet til at fremme uafhængighed og forøge funktion med en lav sæde-til-gulv højde, ekstraordinær komfort, og simpel formgivning. Reduktion i risikoen for hudskade foreges med bevisede Jay Flow Fluid teknikker, der passer til kroppen og formindsker både forskydning og uønsket tryk. Duo pudsen er særlig komfortabel og giver vigtige medicinske fordele ved korrekt rullestols sidden.

**Duo komponenter**

Jay Flow Fluid underlag omsluttet af polyuretan



Blod skumpute



Fast kontursæde



Monterings klemmer

**BRUGSANVISNING FOR JAY DUO**

Maksimum bruger vægt: 113 kg.

**Forsigtig**

Installering af en pude i en rullestol kan påvirke rullestolens tyngdepunkt og kan få rullestolen til at vælte baglæns og forårsage skade eller ulykker. Man bør altid påregne et muligt behov for at installere anti-vælnings anordninger eller amputations akselsadapter støtter på rullestolen for at forbedre dens stabilitet.

Jay Duo pudsen er konstrueret til at hjælpe med at reducere forekomsten af sidde-sår. Dog må det bemærkes, at ingen pude helt kan eliminere presset fra at sidde eller påfølgende sidde-sår. Jay Duo pudsen kan ikke erstatte omhyggelig hudpleje, gode spisevaner, renlighed og regelmæssig lindring af tryk.

**ENGLISH****DUTCH****SWEDISH****FINNISH****DANISH**

In addition, prior to prolonged sitting, any cushion should be tried for a few hours at a time while a clinician inspects your skin to ensure that red pressure spots are not developing. You should regularly check for skin redness. The clinical indicator for tissue breakdown is skin redness. If your skin develops redness, discontinue the use of the cushion immediately and see your doctor or therapist.

Do not leave the cushion outside overnight at temperatures below 40°F (5°C). Allow the cushion to warm to room temperature before using. Sitting on extremely cold or hot surfaces can cause skin damage. Avoid sharp objects or exposure to excessive heat or open flame.

The Jay Duo Cushion is moisture-resistant under normal sitting conditions. However, it should not be used as a bath cushion. There are openings in the rear of the cushion that allow air to escape the cushion. Submersion in water could cause moisture to enter the cushion. Avoid bath or shower situations with the cushion.

**Fitting the Jay Duo**

Select a cushion to match your hip width when in the seated position. The cushion length should extend to within 1" - 2" (2.5cm - 5cm) from the back of the knees. Place the cushion to the back of the wheelchair with the material identification tags and fluid pad toward the rear. When fit correctly, your hips should be to the back of the chair. Your ischials (seat bones) should be centered on the Jay Flow™ Fluid pad in the seat well of the cushion. Proper footrest adjustment may enhance sitting comfort and help lower peak sitting pressures. Adjust the footrests so your legs rest firmly but comfortably on the cushion. Avoid using overly stretched back rest upholstery. Stretched back upholstery does not provide adequate support for the body and improper positioning may result. Replace stretched back rest upholstery or purchase a back support product from Sunrise that is appropriate for you. Contact a Authorized supplier for a free demonstration of these products.

Ook dient opgemerkt te worden dat voorafgaand aan langdurig zitten elk kussen enkele uren uitgeprobeerd moet worden terwijl een arts uw huid onderzoekt om te verzekeren dat er geen rode drukvlekken ontstaan. U moet regelmatig uw huid onderzoeken op rode vlekken, want rode vlekken zijn de klinische indicator voor weefselslaafbraak. Als uw huid rode vlekken ontwikkelt, stop dan met gebruik van het kussen en raadpleeg uw dokter of therapeut. Laat het kussen nooit s' nachts buiten liggen bij temperaturen onder 5°C. Laat het kussen voor gebruik op kamertemperatuur opwarmen. Het zitten op extreem koude of warme oppervlakken kan beschadiging van de huid veroorzaken.

Vermijd scherpe voorwerpen of blootstelling aan overdadige hitte of open vuur. Het Jay Duo Kussen is vochtbestendig onder normale zitomstandigheden. Het moet echter niet als badkussen worden gebruikt. Er zitten beluchtingsgaten in de achterzijde van het kussen. Door onderdempeling zou er vocht in het kussen kunnen komen. Vermijd bad- en doucheomgevingen.

**De Jay Duo monteren**

Kies een kussen dat overeenkomt met uw heupbreedte als u zit. De lengte van het kussen moet doorlopen tot 2,5 - 5 cm vanaf de achterkant van de knieën. Plaats het kussen achterin de rolstoel met de labels en vloeistofkussens naar achteren. Als het kussen correct geplaatst is, zitten uw heupen achterin de rolstoel. Uw zitbeenderen moeten zich midden in het zitgedeelte van het Jay Flow™ Fluid pad bevinden. Een juiste afstelling van de voetsteunen kan het zitcomfort verhogen en helpt om de zitdruk te verlagen. Stel de voetsteunen bij zodat uw benen stevig, maar comfortabel op het kussen steunen. Vermijd overmatig gerekte rugbekleding. Gerekte rugbekleding biedt niet genoeg steun voor het lichaam en een verkeerde zithouding kan het gevolg zijn. Vervang de gerekte rugbekleding of koop een lumbalsteen van Sunrise dat geschikt is voor u. Benader een goedgekeurde leverancier voor een gratis demonstratie van deze produkten.

Dessutom bör varje dyna prövas några timmar i taget, innan man sitter på den under längre tid, och med en kliniker som kontrollerar din hud för att vara säker på att inga röda tryckfläckor börjar uppstå. Du bör själv kontrollera din hud för rodnad. Den kliniska indikatorn för vävnadsskada är röda områden på huden. Om din hud blir röd, sluta omedelbart med att använda dynan och kontakta din läkare eller terapeut.

Lämna inte dynan utomhus över natten om temperaturen är lägre än 5°C. Låt dynan värmas upp till rumstemperatur före användning. Att sitta på mycket kalla eller heta dynor kan orsaka hudskador. Undvik skarpa föremål, och utsätt inte dynan för extrem hette eller öppen låga.

Jay Duo-dyan är fuktbeständig under normala sittförhållanden. Den ska emellertid inte användas i badet. Bakpå dynan finns det öppningar som släpper ut luft ur dynan. Nedslänkning i vatten kan orsaka att fukt kommer in i dynan. Undvik att ta med dynan i badet eller duschen.

**Avpassning av Jay Duo-dyan**

Välj en dyna som passa bredden på dina höfter när du sitter. Dynans längd skall nå till inom 2,5 - 5 cm från knävecken. Lägg in dynan mot ryggstödet på rullstolen med materialapparna och vätskedynan baktil. Vid korrekt avpassning ska dina höfter vara vid bakre delen av stolsitsen. Dina ischii (sittben) skall vara centrerade på Jay Flow™ vätskedynan i dynans sittgrop. Rätt justering av fotstöden kan göra sittandet bekvämare och hjälpa till att förhindra ökat sitttryck. Justera fotstöden så att dina ben vilar stadigt men behärskat på dynan.

Undvik användning av ett mycket uttänjt ryggstöd. Utanför ryggstödklädsel ger inte tillräckligt stöd för kroppen och resultatet kan bli felaktig placering. Byt ut den uttänjda ryggstödklädseln eller köp en ryggstödsprodukt från Sunrise Medical som är lämplig för dig. Kontakta en auktoriserad försäljare för att få en gratisdemonstration av dessa produkter.

Kaikki tynnyt tulee myös testata ennen pitkiä käytökettoja. Potilaan tulisi käyttää tyynyä muutama tunti kerraltaan, jonka jälkeen klinikko tutki, ettei iholle synty punaisia painelaiskia. Iho tulee tarkistaa säännöllisin väliajoin. Ihon punaisuus on kliininen merkki kudokseen rikkoutumisesta. Jos iho alkaa punoittaa, lopeta tyyny käyttö heti ja käy lääkärin tai terapeutin tutkitavana.

Älä jätä tyynyä ulkoilmaan öisin, kun lämpötila on alle 5 °C. Anna tyynyn lämmetä huoneenlämmössä ennen käyttöä. Hyvin kylmällä tai kuumalla tyynyllä istuminen saattaa aiheuttaa ihotammoja.

Vältä terävä esineitä sekä tyynyn altistamista kuumuuille tai avotulle.

Jay Duo -tyyny hylkii kosteutta tavallisessa istumakäytössä. Sitä ei kuitenkaan tule käyttää kylpemissä. Tyynyn takaossa on aukkoja, joista ilma purkautuu ulos. Veteen upotettuna kosteutta saatetaa päästä tyyny sisälle. Vältä klypy- ja suihkutulanteita tyynyn kanssa.

**Jay Duo asettaminen**

Valitse tyyny, joka vastaa lonkan leveyttä istuttaessa. Tyynyn etuosa tulee olla 2,5 - 5 cm:n päässä polvinivelen takana. Aseta tyynyn takaosa pyörätuolin takaosa vasten niin, että materiaalin tunnistuslaput ja nestepussi osoittavat takaosaa kohden. Kun tyyny on asennettu oikein, potilaa lonkka koskettaa tuolin selkänojaa. Iskiäksen (istumaluiden) pitäisi olla tyynyn syvennyksessä keskellä Jay Flow™ -nestepussia.

Jalkatukia säätämällä voidaan istuinmukavuutta parantaa ja istumapainetta jonkin verran vähentää. Säädä jalkatuet niin, että reidet lepäävät tukevasti mutta mukavasti tyynyllä.

Vältä kovin venyneen kankaan käyttöä selkänojassa. Venyntä materiaali ei anna tarpeellista tukea vartalolle ja seuraaksena voi olla väärä istuma-asento. Poista venyntä kangas tai osta itsellesi sopiva selkätuoli Sunriselta. Ota yhteyks vauhtuttuen tavarantoihtimajaan ilmaista tuote-esittelyä varten.

Man bør endvidere, for langvarig siddende, afprøve enhver pude for nogle timer ad gangen, mens en kliniker undersøger huden for at påse, at røde trykpletter ikke fremtræder. Man bør regelmæssigt undersøge huden for røde mærker. Den kliniske indikator for vævsbrud er rødme. Hvis huden bliver rød, skal man straks holde op med at bruge puden og rådføre sig med lægen eller terapeuten.

Puden må ikke efterlades ude om natten ved temperaturer under 5 grader C. Lad puden varme til rumtemperatur inden brug. Huden kan beskadiges, hvis man sidder på stærkt kolde eller varme overflader.

Undgå skarpe genstande og udsæt ikke puden for stærk varme eller åben ild. Jay Duo puden er modstandsdygtig overfor fugtighed under normale siddende omstændigheder. Den må dog ikke bruges som en bade pude. Der er abninger i bagsiden af puden for luftudslip. Neddyppning i vand kan forårsage fugt inde i puden. Undgå bade eller bruse situationer med puden.

**Tilpasning af Jay Duo**

En pude skal vælges så at den passer til hoftevidden i siddeende stilling. Længden af puden skal strække sig ca 2,5-5 cm fra bagsiden af knæene. Placer puden tilbage i rullestolen, således at identifikationsmerket og det væskefyldte underlag vender mod bagenden. Når puden passer rigtigt, skal hofteerne være placeret tilbage i stolen. Ischium (sædebenene) skal befinde sig i midten af Jay Duo underlaget i pudens sædefordybring. Korrekt justering af fodhvirlerne kan forbedre sidde-komfort og formindske top siddertryk. Fodhvirlerne skal justeres, så at benene hviler fast, men behageligt på puden.

Undgå at bruge for stramt udstrakte ryg polstring. Udstrakt rygpolystring giver ikke tilstrækkelig støtte for kroppen og ukorrekt placering kan resultere. Udskift udstrakte ryg polstring eller køb et passende rygpolstring produkt fra Sunrise. Kontakt en autoriseret forhandler for en gratis demonstration af disse produkter.

**INSTALLATION OF THE JAY DUO**

The Jay Duo replaces the sling seat upholstery of the wheelchair. This allows an individual to attain the lowest seat-to-floor height possible. The result is easier foot self-propulsion. Refer to "Fitting the Duo" and then follow these additional steps for fitting the Jay Duo.


1. Remove the sling seat upholstery on the wheelchair.
2. Included with the Contoured Solid Seat are two sets of mounting clips. One set fits a 7/8" (2.2cm) seat rail tube and the other fits a 1" (2.5cm) seat rail tube. The clip size is marked on the ends of the clips. Select the appropriate four clips 1" (2.5cm) or 7/8" (2.2cm) and snap them on the seat rails (see diagram A).

**For folding wheelchairs:** One of the rear clips should be attached directly behind a cross bar. On the other side of the chair, position the rear clip directly in front of the cross bar. This will help to locate the Contoured Solid Seat in the same position each time (see diagram A).

**For rigid wheelchairs:** Attach a wheelchair seat stop in front of the rear clips. This will locate the Contoured Solid Seat and prevent it from sliding forward. Call your local authorized supplier and order part #550489 for Seat Stop and part #240108 for Pop Rivet.

**Caution**

Do not use if the width of the wheelchair, without upholstery, is greater than the maximum width of the Contoured Solid Seat. If you do this, stress will be placed on the plastic mounting clips which may result in the failure of the clip.

**INSTALLEREN VAN JAY DUO**

De Jay Duo vervangt de slappe zitting van de rolstoel. Hierdoor kunt u zich makkelijker met uw voet voortbewegen.  
Kijk bij plaatsing van de Duo en volg daarna onderstaande stappen om de Jay Duo te plaatsen.


1. Verwijder de zitbekleding van de rolstoel.
2. Bijgevoegd bij de Contour Solid Seat zijn twee setjes montageklemmen. Een setje past op een 2,2 cm zitbuis en het andere setje past op een 2,5 cm zitbuis. Het formaat van de klemmen staat aan hun uiteinde vermeld. Kies de vier geschikte klemmen 2,5 cm of 2,2 cm en klik ze op de zitbuis (zie afbeelding A).

**Voor oponvouwbare rolstoelen:** Een van de achterklemmen moet direct achter een dwarsstang worden vastgezet. Plaats aan de andere kant van de rolstoel, de achte ste klem direct vóór de dwarsstang. Hierdoor kan de Contour Solide Seat steeds op dezelfde plek geplaatst worden (zie afbeelding A).

**Voor vaste rolstoelen:** Zet een rolstoel zitting stop vóór de achterste klemmen. Hier door kan het Contour Solid Seat steeds op dezelfde plek geplaatst worden en het voorkomt dat het kussen naar voren glijdt. Bel uw lokale goedgekeurde leverancier en bestel onderdeel #550489 voor de Seat Stop en onderdeel #240108 voor Pop Rivet.

**Pas op**

Niet gebruiken als de breedte van de rolstoel, zonder bekleding, groter is dan de maximale breedte van de Contour Solid Seat. Als u het toch doet, wordt druk uitgeoefend op de klemmen waardoor ze het kunnen beven.

**INSTALLATION AV JAY DUO**

Jay Duo ersätter den mjuka hängsitsen på rullstolen. Detta ger användaren lägsta möjliga sitt-till-golv höjd. Resultatet är lättare självförflytning med fot eller fötter. Se "Avpassning av Duo" och följ sedan de följande ytterligare stegen för avpassning av Jay Duo.


1. Ta bort hängsätet från rullstolen.
2. Två satser med monteringsklammer medföljer den Formpressade fasta sitsen. En sats passar till en 2,2 cm sittbuis och den andra passar till en 2,5 cm sittbuis. Storleken på klemmarna är märkt på änden av varje klammer. Välj de lämpliga fyra klemmarna, 2,5 cm eller 2,2 cm, och tryck på dem på sitsskenorna (se diagram A).

**För hopfällbara rullstolar:** Ett av de bakre klemmerna ska sättas fast alldeles bakom en tvärsstång. Placer den bakre klemmern på andra sidan stolen omedelbart framför tvärsstången. Detta hjälper till att placera det Formpressade sätet i samma position varje gång. (Se diagram A).

**För fasta rullstolar:** Sätt fast ett spärr för rullstolsstötar framför de bakre klemmerna. Detta placeras den Formpressade fasta sitsen på sin plats och förhindrar att den halkar framåt. Kontakta din närmaste auktoriserade leverantör och beställ del nummer 550489 för Sitsspärr och del nummer 240108, Nitar, för fastsättning av sitsspärar.

**Varning**

Använd inte Jay Duo om rullstolen utan hängsätet är bredare än den största bredden på den Formpressade fasta sitsen. Om du använder sätet blir det stress på monteringsklemmarna av plast, vilket kan resultera i att klemmarna går sönder.


**JAY DUON ASENNUS**

Jay Duon korvataan pyörätuolissa oleva norkuvamateriaalinen istuin. Käyttäjä saavuttaa näin asennon, jossa lattin on mahdollisimman lähellä. Seurauskaan on helpottunut jalkojen käyttö. Katso kohta "Duon asettaminen" ja noudata alla olevia asennuskuksia lisähjeitä.

1. Poista pyörätuolista sen venytyn verhoilun.
2. Muotoilun kiinteän istuimen mukana toimitetaan kaksi kiinnityspidikesarjaa. Toinen saria sopii 2,2 cm:n sivutankoihin ja toinen 2,5 cm:n sivutankoihin. Pidikkeen koko on merkityy pidikkeiden pähän. Valitse neljä sopivaa pidikkää (2,2 cm / 2,5 cm) ja napsauta ne kiinni sivutankoihin. (Katso kuva A.)

**Kasaan taitettavat pyörätuolit:** Toinen takapidike pitää kiinnittää aivan ristitangon taakse. Aseta toinen takapidike aivan ristitangon eteen tuolin toiselle puolelle. Nämä muotouttuu kiinteän istuimen helppotuksi ja liukuminen eteenpäin estetään. Ota yhteys paikalliseen valtuutettuun myyjään ja tilaa istuimen pidikkeet (Seat Stop, osanro 550489) ja painonappi (osanro 240108). **Varo**

Älä käytä tuotetta, jos pyörätuolin leveys ilman verhoilua on suurempi kuin muotoilun kiinteän istuimen maksimileveys. Paine kohdistuu tällöin muovipidikkisiin, mikä saattaa johtaa pidikkeen rikkoutumiseen.

**INSTALLERING AF JAY DUO**

Jay Duo erstatter hængesæde polstringen af rullestollen. Dette tilslader brugeren at nå den lavest mulige sæde-til-gulv placering med resulterende lettere selv-fremtrækning med fødderne.

Se venliges afsnittet "Tilpassning af Jay Duo" og følg derefter disse supplerende trin for tilpassing af Jay Duo.


1. Fjern hængesæde polstringen fra rullestolen.
2. Inkluderet med det faste kontur sæde er der to sæt monteringsklemmer. Det ene sæt passer til et 2,2 cm sædearms rør og det andet passer til et 2,5 cm sædearms rør. Klemme størelsen er markeret på enden af klemmerne. Udvælg de passende fire klemmer 2,5 cm eller 2,2 cm og sæt dem på sædearmen (se diagram A).

**For sammenfoldnings rullestole:** En af de bageste klemmer skal fastgøres direkte bagved en krydsstang. På den anden side af stolen skal den bageste klemme placeres direkte foran krydsstangen. Dette vil hjælpe med til at placere det faste kontur sæde i samme position hver gang (se diagram A).

**For fast-ramme rullestole:** Fastgør en rullestols sædestopper foran de bageste klemmer. Dette vil placere det faste kontur sæde og forhindre det i at glide fremefter. Kontakt den lokale autoriserede forhandler og bestil del nr. 550489 for sædestopper og del nr. 240108 for Pop nitter.

**Forsigtig**

Puden må ikke bruges hvis vidden af rullestolen, uden polstring, er større end den største vidde af det faste kontur sæde. Hvis man gør dette, vil der blive placeret spænding på plastik monteringsklemmerne, hvilket kan resultere i deres svigt.



## ENGLISH

## DUTCH

## SWEDISH

## FINNISH

## DANISH

3. Place the Contoured Solid Seat over the clips. The rear corners should rest as close as possible to the upright canes of the wheelchair (see diagram B). Look through the holes on either side of the seat and line them up with the holes in the clips. Insert two (2) of the enclosed screws in each clip and tighten with a phillips screwdriver (see diagram C).

4. Place the cushion on the Contoured Solid Seat. Match gray-to-gray Velcro® strips and black-to-black Velcro strips and the cushion will secure in position (see diagram D).


**Note:** The Velcro strips on the bottom of the cushion will match the Velcro strips on the contoured Solid Seat only one way.

5. Place the individual in the wheelchair and assess for seat depth. If the cushion needs to be positioned forward for more thigh support, detach the clips from the Contoured Solid Seat, slide it forward, and re-attach the clips.

6. To remove the Duo, simply lift the front of the Contoured Solid Seat until it snaps off the seat rails.

**Hint:**

To achieve the lowest sitting pressures (and good sitting posture), the footrests should be adjusted low enough to allow the individual's legs to rest comfortably on the front of the cushion. If the individual propels with their feet, ensure that the seat-to-floor height is low enough to allow good foot-to-floor contact.



3. Plaats de Contoured Solid Seat over de klemmen. De achterste hoeken moeten zo dicht mogelijk tegen de opstaande stijlen van de rolstoel liggen (zie afbeelding B). Kijk door de gaten aan weerszijden van de zitting en zorg dat ze precies gelijk liggen met de gaten in de klemmen. Doe hier twee (2) van de bigeleverde schroeven in een draai ze aan met een kruis kopschroevendraaier (zie afbeelding C).

4. Plaats het kussen op de Contour Solid Seat. Zorg dat de corresponderende Velcro® strips op elkaar zitten; grijs op grijs en zwart op zwart. Dit zet het kussen vast op zijn plek (zie afbeelding D).





**Let op:** De Velcro strips onderop het kussen passen maar op één manier op de Velcro strips van het Contour Solid Seat.

5. Plaats de persoon in de rolstoel en ga na of de zit-diepte klopt. Als het kussen meer naar voren moet zitten voor meer dijbeensteun; maak dan de klemmen van het Contour Solid Seat los, schuif het naar voren en maak de klemmen weer vast.

6. Om de Duo te verwijderen kunt u simpelweg de voorkant van het Contour Solid Seat optillen totdat het loslukt van de zitbus.

**Tip:**

Om de laagste zitdruk te bereiken (en een goede zithouding) moeten de voetsteunen laag genoeg gezet worden om te benen van de persoon comfortabel op de voorkant van het kussen te laten steunen. Als de persoon zich voortbeweegt met behulp van de voet, zorg er dan voor dat de zitting - vloerhoogte laag genoeg is voor een goed voet - vloer contact.



3. Placera den Formpressade sätts över klammerna. De bakre hörnen skall sitta så nära rullstolens lodräta stolpar som möjligt (se diagram B). Titta genom hälen på var sida om sätten och rikta in dem med hälen i klammerna. Sätt i två (2) av de medföljande skravarna i var klammer och skruva in med en krysskrumvejsel (se diagram C).

4. Placer dynan på det Formpressade fasta sätet . Passa ihop gråa-till-gråa kardborremors och svarta-till-svarta kardborremors, och dynan kommer att sitta säkert i rätt läge (se diagram D).



**Märk:** Kardborremorna på undersidan av dynan passar ihop med kardborremorna på den Formpressade fasta sätts endast på ett sätt.

5. Sätt användaren i rullstolen och fastställ djujet på sätten. Om dynan behöver flyttas framåt för att få bättre stöd för lären, lossa klammerna från den Formpressade fasta sätts, skjut sätts framåt, och sätt fast klammerna igen.

6. För att ta av Duo, lyft helt enkelt upp framkanten på den Formpressade fasta sätts tills den lossnar från sitsskenorna.

**Råd:**

För att uppnå der mildaste sittrycket (och en god sitthållning) skall fotstöden justeras lågt nog så att användarens ben vilar bekvämt på framdelarna av dynan. Var saker på att sits-till-golv-höjden är låg nog för att ge god fot-till-golv-kontakt om användaren förflyttar sig med fötterna.



3. Aseta muotoiltu kiinteä istuin pidikkeiden päälle. Takakulmien tulisi olla aivan pystytysuorien tankojen läheillä. (Katso kuva B.) Katso tuolin reikien läpi ja kohdista ne pidikkeiden reikien kanssa. Työnä kaksi mukana toimitettua ruuvia kumpaanikin pidikkeeseen ja kiristä ne riistipäärivitalalla. (Katso kuva C.)

4. Aseta tyyny muotioilun kiinteän istuimen päälle. Kiinnitä tyyny tiukasti paikoilleen kohdistamalla harmaata tarranauhat harmaiden tarranauhojen kanssa ja mustat tarranauhat mustien tarranauhojen kanssa. (Katso kuva D.)



**Huoma:** Tarranauhat tynnyt pohjassa sopivat muotioilun kiinteän istuimen tarranauhoihin vain yhdessä asennossa.

5. Anna käyttäjän istuuttaa pyörätuoliin ja määritä istuumin syvyyks. Jos tyyny pitää asettaa eteenpäin, jotta reisien tuki paranee, irrota muotioilun kiinteän istuimen pidikkeet, lii'uta tyynyä eteenpäin ja kiinnitä pidikkeet uudelleen.

6. Kun haluat poistaa Duo, nosta muotioilun kiinteän istuimen etuosaa, kunnes ne napsahtaa irti siivutangoista.

**Vihje:**

Pienin mahdollinen istumapaine (ja hyvä istumavento) saadaan aikaan, kun jalkatuet säädetään niiden ala-asentoon niin, että käyttäjän reideet lepäävät muinkin tyyppyn etuosaissa. Jos pitolas käyttää jalkojaan liikkumiseen, varmista, että istuin on tarpeeksi matalalla ja käyttäjällä on hyvä jalkakosketus lattiaan.



3. Placer det faste kontur sæde over klemmerne. De bageste hjørner skal hvile så tæt som muligt ind til rullestolens opretstående rør (se diagram B). Se gennem hullerne på hver side af sædet og indpas dem med hullerne i klemmerne. Indsæt to af de medfølgende skruer i hver klemme og stram efter med en stjerneskruetrækker (se diagram C).

4. Placer pudsen på det faste kontur sæde. Tilpas gråt-til-gråt velcro strimler og sorte-til-sorte velcro strimler således at pudens placering sikres (se diagram D).



**Bemerk:** Velcro strimlerne på bunden af pudsen vil kun passe med velcro strimlerne på det faste kontur sæde på en måde.

5. Anbring brugerne i rullestolen og vurder sædehybden. Hvis det er nødvendigt at placere pudsen fremad for mere lærlætte, skal man tage klemmerne af det faste kontur sæde, glide det fremefter, og fastgøre klemmerne igen.

6. Man fjerner Duo ved simpelthen at løfte foreenden af det faste kontur sæde indtil det klikker af fra sædearmene.

**Vink:**

For at opnå det laveste sidde tryk (og god sidde holdning) skal fodhjulene justeres lavt nok til at tillade brugerne ben at hvile komfortabelt på foreenden af sædet. Hvis brugeren trækker sig selv fremefter med foderne, skal man påse at sæde-til-gulv højden er lav nok til at tillade god fod-til-gulv kontakt.



**ENGLISH****DUTCH****SWEDISH****FINNISH****DANISH****EASY MAINTENANCE, CLEANING, AND ASSEMBLY**

Monthly cleaning and regular maintenance may help extend the life of your cushion. During cleaning, component inspection is recommended. Check the cover for tears and excessive wear and inspect the fluid pad for punctures or any other abnormalities. While checking the fluid pad if you ever feel the fluid is firmer in one area, simply knead the fluid back to its original consistency and/or call your local authorized supplier.

**To clean cover**

Remove the cover from the base. Machine wash in warm water and drip or tumble dry on low heat. No ironing required.

**Note:** Do not dry clean covers or use industrial washers and dryers to clean cover. Do not steam autoclave. Do not bleach.

Refit cover over base after washing, then fit cover back over base. Ensure the back of the cover matches up to the back of the base.

**Note:** If utilized in an institutional setting, write the resident's name with a permanent marker on the content label of the covers. This will help to ensure the return of the covers after washing.

Use only Jay-designed covers on the Jay Duo.

**To clean foam base**

Remove the cover. Wipe with warm water and soap. Wipe off with a clean cloth.

**Note:** Avoid submersion of the base in water.

Fit the cover back over the base. Ensure the back of the cover matches up to the back of the base.

**Cleaning instructions for contoured solid seat**

Remove Duo Cushion from Contoured Solid Seat. Wipe with warm water and soap. Wipe off with a clean cloth. Replace Duo Cushion.

**EENVOUDIG ONDERHOUD, SCHOONMAKEN & ASSEMBLAGE**

Regelmatig onderhoud en maandelijkse schoonmaakbeurten kunnen de levensduur van uw kussen verlengen. Controle op alle onderdelen tijdens het schoonmaken wordt geadviseerd. Controleer het overtrek op scheuren en extreme slijtage en inspecteer de vloeistofkussens op gaten of andere afwijkingen. Als u - tijdens het controleren van de kussens - voelt dat het vloeistofkussen op een bepaalde plaats harder is dan elders, dan kunt u het kussen simpelweg kneden totdat de vloeistof weer zijn originele substantie heeft verkregen en/of raadpleeg uw lokale goedgekeurde leverancier.

**Hoes schoonmaken**

Haal de hoes van het kussen af. Warm in de wasmachine wassen en laten drogen of in de wasdroger op lage temperatuur drogen. Strijken is niet nodig.

**Let op:** Hoezen niet stomen of in industriële wasmachines of drogers stoppen. Niet bleken. Trek de hoes over de foam basis om de hoes weer om het kussen te doen. Zorg ervoor dat de achterzijde van de hoes gelijk ligt met de achterzijde van de foam basis.

**Let op:** Als het kussen in een inrichting wordt gebruikt, schrijf de naam van de patiënt dan op het label van de hoes met een watervaste stift. Hierdoor wordt het makkelijker om de juiste hoezen weer om de kussens te doen na het wassen.

Gebruik alleen door Jay ontworpen hoezen op een Jay Duo Kussen.

**Om de foam basis schoon te maken**

Haal de hoes van de basis af. Afvegen met warm water en zeep. Afnemen met een schone doek.

**Let wel:** Dompel de basis niet onder in water. Doe de hoes weer om de basis. Zorg ervoor dat de achterzijde van de hoes gelijk ligt met de achterzijde van de foam basis.

**Schoonmaakinstructies voor Contoured Solid Seat**

Verwijder het Duo Kussen van de Contour Solid Seat. Neem het af met warm water en zeep. Veeg het schoon met een doek. Leg het Duo Kussen terug.

**LÄTT UNDERHÅLL, RENGÖRING & SAMMANSÄTTNING**

Rengöring varje månad och regelbundet underhåll kan hjälpa till att förlänga livet på din dyna. Vi rekommenderar inspektion av delarna vid rengöring. Kontrollera överdraget för revor och extra nötning och inspektera vätskedynorna för punkteringar eller andra avvikeler. Om du någonsin skulle råka känna att vätskan känns hårdare på något ställe, knåda helt enkelt tillbaka vätskan till dess ursprungliga konsistens och/eller ring till din närmaste auktoriserade leverantör.

**Rengöring av överdraget**

Tag av överdraget från grunddynan. Tvätta i maskin i varmt vatten och häng till torning eller torka i tummlare på låg värme. Strykning behövs inte.

**Märk:** Överdraget får inte kemtvättas, eller tvättas och torkas i industrimaskiner. Överdraget får heller inte ångtvättas under högtryck, eller blekas. För att avpassa överdraget efter tvätten, sträck överdraget över grunddynan. Var saker på att bakkanten på överdraget passar ihop med balkanten på grunddynan.

**Märk:** Vid användning på vårdhem eller annan institution, skriv ägarens namn på överdragets innehållslapp med en permanent märkpenna. Detta försäkrar att överdraget ges tillbaka till ägaren efter tvätten.

Använd endast Jay-tillverkade överdrag på Jay Duon.

**Rengöring av skumgrunddynan**

Ta av överdraget. Tvätta av skumgrunddynan med varmt vatten och tvål. Torka torr med en ren duk.

**Obs:** Undvik att sänka ner skumgrunddynan i vatten. Sätt tillbaka överdraget på grunddynan. Var saker på att bakkanten på överdraget passar ihop med bakkanten på grunddynan.

**Rengöringsanvisningar för den Formpressade fasta sitsen**

Ta bort Duo-dyan från den Formpressade fast sitsen. Tvätta av sitsen med varmt vatten och tvål. Torka torr med en ren duk. Sätt tillbaka Duo-dyan.

**HELPO HUOLTO, PUHDISTUS JA ASENNUS**

Kerran kuussa tehtävä puhdistus ja säänöllinen huolto voivat pidentää tyynyä ikää. Osien tarkastus on suositeltava puhdistuksen aikana. Tarkista, ettei pääliisessä ole repeytymiä tai kuluneita kohtia ja että nestepussia ei näy reikää tai muita epäsäännöllisyysjä. Jos nestepussiin tarkistuksen aikana huomioidaan, että neste tuntuu kiinteämältä eri kohdissa, paineile tyynyä, kunnes nesteen koostumus palautuu alkuperäiseen muotoonsa ja/tai ota yhteys palauttaneen valtuutettuun myyjään.

**Päällisen puhdistus**

Ota päälinnen irti alustasta. Pese päälinnen pesukoneessa lämpimällä vedellä ja ripusta kuivumaan tai kuivaa kuivausrummuissa alihaisella lämmöllä.

Päällistä ei tarvitse silitää.

**Huomaa:** Älä pese päälistä kemiallisesti tai käytä teollisuudessa käytettyä pesukoneita tai kuivausrumpuja. Älä käytä autoklaavia tai valkaisuaiteita.

Venytä päälistä puhdistuksen jälkeen niin, että se mahuttaan pääle ja aseta päälinnen alustan päälle. Tarkista, että päällisen takoa on suorassa alustan taustan kanssa.

**Huomaa:** Jos tuotetta käytetään läitorissa, kirjoita käyttäjän nimi vesikosteisella huopakynällä päälinnin materiaalilappuun. Nämä varmistat päällisen palautuksen pesun jälkeen.

Käytä vain Jay suunnittelemia pääliisiä Jay Duon kanssa.

**Vaahtoruuvisten alustan puhdistus**

Poista päälinnen. Pyyhji alusta käytäen lämpimällä vettä ja saippuaa. Kuivaa puhtaalla rievulla.

**Huomaa:** Älä upota alustaa veteen.

Aseta päälinnen alustan päälle. Tarkista, että päällisen takoa on suorassa alustan taustan kanssa.

**Muoottilun kiinteästi istuimen puhdistus**

Poista Duo-tyyny muotoillusta kiinteästä istuimesta. Pyhi se lämpimällä vedellä ja saippualla. Kuivaa puhtaalla rievulla. Aseta Duo-tyyny takaisin paikoilleen.

**LET VEDLIGHOLDELSE, RENSNING OG MONTERING**

Månedlig rensning og regelmæssig vedligeholdelse kan hjælpe til med at forlænge holdbarheden af pudsen. Ved rensning anbefales det at inspicere komponenterne. Inspicer betrækket for flænger og slid og undersøg om det væskefyldte underlag for punkteringer eller andre abnormaliteter. Hvis man, ved undersøgelsen af det væskefyldte underlag, føler at væsken er mere kompakt på et sted, skal man blot ælte væsken tilbage til dens originale konsistens og/eller ringe til den lokale autoriserede forhandler.

**Rensning af betrækket**

Fjern betrækket fra skumbasen. Maskinvask i varmt vand og luftør eller maskintør ved lav varme. Strygning er ikke nødvendigt.

**Bemerk:** Betrækket må ikke kemisk rengøres og man må ikke bruge fabriksvaskeri til at vaske og torre betrækket. Betrækket må ikke damp autoklaves eller utsættes for blegemidler.

Tilpas betrækket over skumbasen efter vaskning og påsat derefter betrækket over skumbasen. Påse at bagsiden af betrækket passer til bagsiden af skumbasen.

**Bemerk:** Hvis pudsen bruges i en institution, kan man skrive brugerens navn på betrækrets indholdsmerket med en filtpen. Det vil hjælpe med til at sikre, at betrækket kommer tilbage efter vaskning. Brug kun Jay-formgivne betræk på Jay Duo.

**Rensning af skumbasen**

Fjern betrækket. Aftør med varmt sæbenvand. Eftertør med en ren klud.

**Bemerk:** Undgå at neddykke skumbasen i vand. Træk betrækket tilbage over skumbasen. Påse at bagsiden af betrække passer til bagsiden af skumbasen.

**Rensnings instruktioner for det faste kontur sæde**

Fjern Duo pudsen fra det faste kontur sæde. Aftør med varmt sæbenvand. Eftertør med en ren klud. Genplacer Duo pudsen.

**24 MONTH LIMITED WARRANTY**

Each Jay Duo is carefully inspected and tested to provide peak performance. Every Jay Duo is guaranteed to be free from defects in materials and workmanship for a period of 24 months from the date of purchase, provided normal use. Should a defect in materials or workmanship occur within 24 months from the original date of purchase, Sunrise Medical will, at its option, repair or replace it without charge. This warranty does not apply to punctures, tears or burns, nor to the cushion's removable cover.

Claims and repairs should be processed through the nearest authorized supplier. Except for express warranties made herein, all other warranties, including implied warranties of merchantability and warranties of fitness for a particular purpose are excluded. There are not warranties which extend beyond the description on the face hereof. Remedies for breach of express warranties herein are limited to repair or replacement of the goods. In no event shall damages for breach of any warranty include any consequential damages or exceed the cost of non-conforming goods sold.

**JAYDUO KUSSEN GARANTIE**

Uw Jay Duo Kussen is zorgvuldig geïnspecteerd en getest om top prestaties te leveren. Voor een periode van 24 maanden na de aankoop, mits er sprake is van normaal gebruik, is elk Jay Duo Kussen gegarandeerd vrij van materiaal- en fabrieksfouten. Mocht een materiaal- en fabrieksfouten voorkomen, binnen 24 maanden na de originele aankoop, dan zal Sunrise Medical het product gratis repareren of vervangen. Deze garantie geldt niet voor gaten, scheuren of brandgaten, noch voor de afneembare hoes. Vorderingen en reparaties moeten behandeld worden door de dichtsbijzijnde goedgekeurde leverancier. Behalve de in het garantiebewijs genoemde garanties, zijn alle andere garanties, inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid en garanties voor geschiktheid voor een bepaald doel, uitgesloten. Er zijn geen garanties die verder voeren dan de beschrijving op zich. Alsnoog verplichtingen nakomen van expliciete garanties op zich zijn beperkt tot reparatie of vervanging van de producten. In geen geval zal een schadevergoeding voor inbreuk op de garantie gegeven worden voor bedrijfsschade of de kostprijs van de afwijkende verkochte produkten overstijgen.

**24 MÅNADER BEGRÄNSAD GARANTI**

Varje Jay Duo har blivit noggrant inspekterad och prövat för de högsta möjliga prestation. Varje Jay Duo garanteras att vara fri från fel på material och utförande för en period på 24 månader från inköpsdatumet, förutsatt att den används på normalt sätt. Om ett fel i material eller utförande skulle upptäckas inom 24 månader från det ursprungliga inköpsdatumet, kommer Sunrise Medical, som sitt alternativt att endera reparera eller ersätta Duo-dyan gratis. Denna garanti gäller inte punkteringar, revor eller brännskador på Duo-dyan eller dess avtagbara överdrag. Garantiansökningar och reparatörer skall utföras genom den närmaste auktoriserade leverantören. Utom för garantier uttryckligen beskrivna här, är alla andra garantier uteslutna; detta gäller även antydda garantier av handelsdugligheten och lämpligheten för särskilda ändamål. Inga andra garantier gäller utom dem som beskrivs här. Gottgörelse för garantibrott gällande de ovan beskrivna garantierna begränsas till reparation eller ersättning av varan. Under inga omständigheter skall ersättningen för något garantibrott inbegripa något därav följande skadestånd eller överstiga kostnaden av den acceptabla sålda varan.

**24 KUUKAUDEN RAJOITETTU TAKUU**

Jokainen Jay Duo -tyyny tarkastetaan huolellisesti ja testataan, jotta sen paras toiminta varmistetaan. Kaikilla Jay Duo -tyynyllä on 24 kuukauden takuu materiaali- ja valmistusviikon osalta. Takuu alkaa ostopäivästä ja se edellyttää normaalia käyttöä. Jos materiaali- tai valmistusviika havaitaan 24 kuukauden aikana alkuperäisestä ostopäivästä, Sunrise Medical valintansa mukaan joko korjaaa tai vaihtaa tuotteen maksutta. Tämä takuu ei kata reikää, repeytyminä tai tuleni tai kuumuuden aiheuttamia vahinkoja eikä tyynyn irrotettavaa päälistää. Vaatimukset ja korjauspynnöt tulee esittää paikalliselle valtuutetulle tavarantointimajalle. Muita takuita kuin tässä ilmoitettu takuu, mukaan lukien ilmaiseumatotat takuu myyntikelpoisudesta tai sopivuudesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen, ei ole. Takuuta, joka pidentävä tässä mainittua takuualkaa, ei ole olemassa. Vahingonkorvauskena tarjotaan ainoastaan tuotteen korjaus tai sen vaihto. Vahingonkorvauksi tai välilliset vahingonkorvaukset eivät missään tapauksessa ylitä kyseessä olevan tuotteen hintaa.

**24 MÅNEDERS BEGRÆNSESET GARANTI**

Hver Jay Duo er omhyggeligt inspicret og afprøvet til at give top præstation. Hver Jay Due er garanteret til at være fri fra defekter forbundet med materialer og forarbejdning for en periode af 24 måneder fra købsdatoen, forudsat normalt brug. Hvis en defekt i materiale eller forarbejdning forekommer indenfor 24 måneder fra den originale købsdato, vil Sunrise Medical, efter eget skøn, enten reparere eller udskifte produkten uden omkostning. Denne garanti gælder ikke for punktering, flanger eller brændemerker eller for pudens aftagelige betræk. Skades anmeldelser og reparationer skal gå gennem den nærmeste autoriserede forhandler. Med undtagelse af udtrykkelige garantier fremstår her, er alle andre garantier, inklusive underforståede garantier om salgbarhed og garantier om egnethed for et særligt formål, ekskluderet. Der er ingen garantier, der strækker sig længere end den bogstavelige beskrivelse. Afhjælpning for brud på udtrykkelige garantier er begrænset heri til reparation eller udskiftning af varerne. I intet tilfælde skal erstattning for brud af enhver garanti inkludere nogen følge erstattning eller overgå prisen på ikke-overensstemmende solgte varer.

**ENGLISH**

**Sunrise  
Home Healthcare Group  
Mobility Products Division**  
7477 East Dry Creek Parkway  
Longmont, Colorado 80503  
USA  
(303) 218-4500

**DUTCH**

**Sunrise Medical BV**  
Importeur  
Pascalbaan 3  
3439 MP Nieuwegein  
tel: 030-6082100

**SWEDISH**

**Sunrise Medical AB**  
Britta Sahlgrens gata 8A  
SE-421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA

**FINNISH**

**Merivaara Instrumentarium**  
Puusteinintie 2  
Lahti FINLAND  
SF 15150

**DANISH**

**G2 Wheelchair and Gear**  
Jegstrupvej 56  
DK 8361 Hasselager DENMARK  
DK 8361



This product is manufactured to comply with  
the 'Medical Device Directive' 93/42/EEC.

Manufactured under one or more of the following patents, plus other patents pending:  
U.S. Patent # 4,588,229; 4,660,238; 4,726,624; 4,761,843; 4,842,330; 5,018,790; 5,255,404; 5,352,023; 5,362,543; 5,369,829;  
5,390,384; 5,395,162; 5,457,833; 5,490,299; 5,397,517; and other foreign patents